

航空隊積載品(消耗品)仕様一覧

京都市消防局 警防部救急課
(担当 川勝、山本 212-6704)

本仕様書は、当局に納入する航空隊積載品(消耗品)について定めるものである。

1 仕様一覧

番号	品名	仕様	数量	単位
1	血糖測定器	グルコカードプライム GT-7510 品番 7-8250-21	1	器
2	電子体温計	オムロン 電子体温計 (MC-682) けんおんくん シチズン 電子体温計 (CTE707-E) 又は同等品	1	個
3	アネロイド血圧計	ケンツメディコ製 耐衝撃性血圧計 DURA-X No. 555 色:ブルー 又は同等品	1	個
4	電子血圧計	テルモ電子血圧計 エレマーノ2血圧計(通信機能なし) 商品コード 4987892033834	1	個
5	手動式人工蘇生器(成人用)	アンプ蘇生バッグマークⅣ 成人用 単体 品番 10203516	1	個
6	検眼ライト	ペンライト 瞳孔ゲージ付き クリップスイッチ式 アズワン品番 0-7466-31又は同等品	1	個
7	ラリングルチューブ	ラリングルチューブ サクション LTS サイズ3号 スミスメディカル・ジャパン株式会社 品番32-05-003 納入時に使用期限が3年以上残っていること	1	本
8	ラリングルチューブ	ラリングルチューブ サクション LTS サイズ4号 スミスメディカル・ジャパン株式会社 品番32-05-004 納入時に使用期限が3年以上残っていること	1	本
9	ラリングルチューブ	ラリングルチューブ サクション LTS サイズ5号 スミスメディカル・ジャパン株式会社 品番32-05-005 納入時に使用期限が3年以上残っていること	1	本
10	マギール鉗子(成人用)	マギール鉗子(成人用) 一般医療機器 ステンレス製 長さ250mm ナビス品番0-6890-02 又は同等品	1	本
11	マギール鉗子(小児用)	マギール鉗子(小児用) 一般医療機器 ステンレス製 長さ200mm ナビス品番0-6890-01 又は同等品	1	本
12	梯状副子	オオサキメディカル株式会社 オオサキ ソフトシーネ LLサイズ サイズ(120mm×1,130mm×30mm) 品番:60015 又は同等品	1	個
13	梯状副子	オオサキメディカル株式会社 オオサキ ソフトシーネ Lサイズ サイズ(100mm×830mm×25mm) 品番:60016 又は同等品	1	個
14	梯状副子	オオサキメディカル株式会社 オオサキ ソフトシーネ Sサイズ サイズ(80mm×630mm×20mm) 品番:60018 又は同等品	1	個
15	サムスプリント	HIGHMOUNT サムスプリント スタンダード 品番:1931	1	本
16	サムスプリント	HIGHMOUNT サムスプリント XL 品番:1191	1	本
17	固定バンド	マジックベルト サイズ45mm×600mm アズワン品番:0-1082-12 又は同等品	3	個
18	固定バンド	マジックベルト サイズ45mm×450mm アズワン品番:0-1082-13 又は同等品	3	個
19	止血帯	型番:SOF ターニケット オレンジ/84-0010 又は同等品	1	個
20	ターボリン担架	ターボリン担架(防水性のターボリン地を使用のもの) サイズ50cm(±3cm)×180cm(±5cm) 固定ベルト2本付 日本船舶薬品株式会社 ターボリン担架 品番TT-1044-006 又は同等品	1	個
21	挿管用まくら	診察用角枕 カラーグレー ウレタンフォーム製ビニールレザー張 サイズ90mm(±20mm)×200mm(±20mm)×60mm(±10mm) マツヨシ診察用枕 品番MY-2252	1	個

22	携帯型血中酸素飽和度測定器	指先血中動脈酸素飽和度測定器であること。 指プローブと本体が一体型で、ケーブルを有しないこと。 表示方法 LED表示又は同等以上の視認性を有すること。 脈波波形を表示可能であること。 表示数値 SpO2動脈血酸素飽和度(%)、脈拍数(回)を同時に表示すること。 駆動方式 乾電池式又は充電電池式であること。 機種例示 シースター OxiシリーズS-126 スター・プロダクト CMS50D-BLU ドリテック OX-101BLDIブルー	1	個
23	受水盆	嘔吐物等が飛び散らないよう受け口が広いもの。 硬質ポリプロピレン製 容量700ml(±100ml) 目盛付 日本船舶薬品株式会社 じゅすいぼん 品番FA-1105-001 又は同等品	1	個
24	毛布	サイズ140cm×190～210cmで厚手のもの カラーベージュ・ピンク系	1	枚
25	静電気防止毛布	サイズ140cm×190～210cmで厚手のもの カラーベージュ・ピンク系 重さ1.0kg以上 防災ラベル付で静電気防止素材であること。	1	枚
26	ハサミ	ステンレス製 長さ140mm(±10mm) 一般医療機器 ナビス品番:0-7850-01 又は同等品	1	本
27	ピンセット	ステンレス製 長さ130mm(±10mm) 一般医療機器 ナビス品番:8-8124-04 又は同等品	1	本

2 納入期限 令和8年11月27日(金)

3 納入場所 京都市消防局 警防部救急課
京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450番地の2

4 見積書の提出方法

- (1) 見積書の宛先は、「京都市長」としてください。
- (2) 見積書には担当者の氏名(フルネーム)と連絡先を記載してください。
- (3) 押印のない見積書であっても、担当者の氏名及び連絡先が記載されており、その真正性を確認することができた場合には、押印のある見積書に代えることができます。
- (4) 見積金額は、「消費税及び地方消費税額」を除いた金額を記載し、その旨を明記してください。
- (5) 見積書は、8月24日までに、FAX(075-212-6748)、電子メール(kyukyu@city.kyoto.lg.jp)、郵送又は持参のいずれかの方法により担当者(山本、川勝)まで提出してください。

5 その他

- (1) 契約が決定した業者のみに御連絡を差し上げますので、御了承ください。
- (2) この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、当局担当者と協議してください。